



FERIDAS PÓS-OPERATÓRIAS E **MANIPULAÇÕES** **DESNECESSÁRIAS**

Menos intervenções, quando realizadas de forma criteriosa, podem favorecer a cicatrização e tornar o cuidado pós-operatório mais seguro e eficiente.





AFINAL, É PRECISO TROCAR O CURATIVO **SEMPRE?**

O cuidado com feridas cirúrgicas no pós-operatório passou por uma importante mudança nas últimas décadas. Se antes a troca de curativos em horários fixos era considerada uma boa prática, hoje algumas evidências mostram que intervenções desnecessárias podem comprometer o processo de cicatrização.

Nesse cenário, o conceito de cicatrização sem perturbações tem ganhado destaque ao defender que a incisão cirúrgica tende a evoluir melhor quando o leito da ferida é preservado e manipulado apenas quando há indicação clínica.

Isso significa que trocar curativos não deve ser uma rotina mecânica, mas uma decisão baseada na avaliação do paciente e da ferida. Além de favorecer a recuperação, essa abordagem reduz o consumo de materiais, otimiza o tempo das equipes e proporciona um cuidado mais seguro.

Nesse contexto, investir em soluções que ajudem a minimizar manipulações desnecessárias também é uma forma de fortalecer a adesão às melhores recomendações para o cuidado pós-cirúrgico e contribuir para melhores desfechos clínicos.

CURATIVOS TRANSPARENTES: QUAL É SUA IMPORTÂNCIA PARA O **MONITORAMENTO DE FERIDAS CIRÚRGICAS?**

Se a recomendação é reduzir ao máximo as manipulações, como monitorar a evolução da ferida sem remover o curativo? *Os curativos transparentes ajudam justamente a conciliar essas duas necessidades.*

Por permitirem a visualização da ferida, eles possibilitam o acompanhamento contínuo da cicatrização sem que seja necessário interromper o ambiente protegido da lesão. Assim, o profissional pode identificar precocemente alterações e decidir quando uma intervenção realmente é necessária, evitando trocas realizadas apenas por rotina.

O que pode ser avaliado **sem remover** o curativo transparente?

- Quantidade e aspecto do exsudato;
- Mudanças na coloração da pele ao redor da ferida;
- Presença de sinais flogísticos;
- Integridade do curativo e sua capacidade de proteção.

Ao reduzir manipulações desnecessárias e, ao mesmo tempo, favorecer o monitoramento clínico, os curativos transparentes são importantes aliados da cicatrização sem perturbações.

Mais do que proteger a incisão cirúrgica, eles ajudam a preservar um ambiente favorável à recuperação, permitindo que as decisões sejam guiadas pela necessidade clínica e não pela rotina.

CURATIVOS RESPIRÁVEIS: UMA NECESSIDADE IMPORTANTE EM FERIDAS PÓS-OPERATÓRIAS

Além da transparência, a respirabilidade de um curativo também costuma ser apontada como um diferencial, mas, na prática, trata-se de uma característica importante para manter um ambiente favorável à cicatrização, principalmente em feridas pós-operatórias.

Quando uma ferida é coberta, a troca natural de vapor d'água da pele é alterada. Se o curativo apresenta baixa permeabilidade, o excesso de umidade pode favorecer a maceração da pele ao redor da incisão, comprometendo a adesão do curativo e aumentando a necessidade de trocas precoces.



Por isso, a escolha do curativo deve considerar sua capacidade de manejar o exsudato e permitir a passagem do vapor d'água, mantendo o equilíbrio da umidade na região da ferida.

Dessa forma, é possível preservar a integridade da pele perilesional, reduzir desconfortos e favorecer a permanência do curativo pelo tempo clinicamente indicado.

Então por que **a respirabilidade faz diferença?**

- Ajuda a prevenir a maceração da pele perilesional.
- Mantém a fixação do curativo por mais tempo.
- Reduz o risco de irritação e desconforto.
- Favorece a permanência do curativo pelo tempo necessário, evitando trocas desnecessárias.

Mais do que um diferencial, a respirabilidade é uma característica que contribui para um cuidado pós-operatório mais seguro e alinhado às boas práticas no manejo de feridas cirúrgicas.

DA TEORIA À PRÁTICA: UM CURATIVO PENSADO PARA OS DESAFIOS DO PÓS-OPERATÓRIO



Ao longo deste material, vimos que um cuidado pós-operatório de qualidade depende de escolhas que vão além da proteção da incisão cirúrgica. Monitorar sem remover o curativo, preservar o equilíbrio da umidade, reduzir manipulações desnecessárias e proteger a ferida contra agentes externos são pilares que contribuem para uma recuperação mais segura.

É justamente para atender a essas necessidades que o **Cosmopor Transparent**, da Hartmann, foi desenvolvido.



Sua película transparente e semipermeável permite a visualização da ferida e do exsudato sem a necessidade de remover o curativo, favorecendo o monitoramento contínuo e reduzindo intervenções desnecessárias.

Ao mesmo tempo, sua estrutura respirável permite a passagem do vapor d'água, ajudando a preservar a integridade da pele ao redor da ferida e mantendo um ambiente favorável à cicatrização.

Além disso, o Cosmopor Transparent oferece proteção contra bactérias, é resistente à água e conta com uma compressa absorvente que não adere ao leito da ferida, proporcionando mais conforto ao paciente e minimizando o trauma durante as trocas, quando elas forem clinicamente indicadas.

- Monitoramento visual da ferida sem necessidade de remoção.
- Película respirável que favorece o equilíbrio da umidade.
- Barreira contra bactérias e resistência à água.
- Compressa absorvente que não adere ao leito da ferida.
- Fixação segura e confortável com adesivo hipoalergênico.





CUIDAR MELHOR TAMBÉM SIGNIFICA INTERVIR MENOS

As melhores práticas no cuidado de feridas cirúrgicas mostram que nem sempre fazer mais é o melhor caminho. Muitas vezes, os melhores resultados surgem quando o profissional tem condições de observar, acompanhar e intervir apenas quando realmente for necessário.

Por isso, escolher um curativo que reúna proteção, respirabilidade, monitoramento visual e conforto não é apenas uma decisão sobre um produto. É uma escolha que fortalece a qualidade da assistência como um todo.

Quer entender como essa tecnologia pode contribuir para um cuidado pós-operatório mais seguro e eficiente?

Conheça o Cosmopor Transparent e saiba sobre todos os diferenciais dessa solução.



**Acesse o QR
Code** para ver
mais

